

MESUMA


3-PLY DISPOSABLE FACE MASK

- ✓ Disposable protective mask
- ✓ Production workshop
- ✓ Industrial applications
- ✓ Dust contact



FDA CE

3 LAYERS OF PROTECTION



Concealed adjustable nose clip

Three fold design more breathing space

Effective filter fabric

Effective Protection



Bacterial filtration effect

≥ 95%

MESUMA

MESUMA

Outer Layer


Hydrophobic
Non-Woven Fibre

Middle Layer

High Filtration
Melt-Blown Fibre

Inner Layer

Skin-Friendly
Non -Woven Fibre



FACE MASK FRONT VIEW



FACE MASK BACK VIEW



PACKAGING FRONT VIEW



PACKAGING BACK VIEW



WEARING INSTRUCTION



PRECAUTIONS:

1. This product is disposable and cannot be used after cleaning.
2. The mask should be kept as flat as possible after. the nose bridge above the mask should not be folded frequently to prolong the use time.
3. Do not wear when you feel difficult breathing.
4. Not recommended for children under 3 years old.

WHY CHOOSE US?

WE HAVE 5 MAIN ADVANTAGES:

1. Professional disposable face Mask manufacturer.Approved.
2. Reasonable prices, offer discounts by order quantity.
3. Accept OEM, can be customized by your requirements.
4. Quality warranty and Perfect after-sale service.
5. Efficient production lines and stable production quantity.



Certificate of Conformity

NO.: 10063616

This certifies that:

Applicant : GANSU NEWSHANYOU MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

Address : No. 1, Floor 4, Building 2, Qijuzhongchuang Incubation Park
Linxia, Gansu, 731100, CHINA

Manufacturer : GANSU NEWSHANYOU MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

Address : No. 1, Floor 4, Building 2, Qijuzhongchuang Incubation Park
Linxia, Gansu, 731100, CHINA

Device Listing : D376805 (Respirator, surgical)

EUT : Disposable surgical mask

Models : NEWSHANYOU KN95, FFP2

Test Standard : Food and Drug Administration Regulation

This certificate affirms that the above stated facility is registered with the U.S. Food and Drug Administration pursuant to the Federal Food Drug and Cosmetic Act, such registration having been verified as effective by Shenzhen Monlka Technology Co., Ltd as of the date hereof, and Shenzhen Monlka Technology Co., Ltd will confirm that such registration remains effective upon request and presentation of this certificate until December 31, 2020. Registration information can also be found on the FDA website, it can be found by enter the company name, registration number, administrator number, product model, etc. The website is

<http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/tl.cfm>



Shenzhen MONLKA Technology Co., Ltd
Building A. B. Baoshi Science & Technology Park, Baoshi Road, Shiyuan Street Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
www.monlka.cn Tel: 0755-23345400



Certificate of Compliance



No. 0B200319.PSTUS74
 Test Report no. ACIC20200310067RL

Certificate's Holder: GANSU NEWSHANYOU MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.
 1, 4th Floor, Building 2, Zhongchuang Incubation Park, Guanghe County, Linxia Prefecture, Gansu Province

Certification ECM Mark:



Product: FFP2 NR D FACE MASK
Model(s): AIBANA 001, AIBANA 002, AIBANA 003, AIBANA 004, V-GUARD 001, V-GUARD 002, V-GUARD 003, V-GUARD 004, HEALTHLAB 001, HEALTHLAB 002, HEALTHLAB 003, HEALTHLAB 004, EuroMedic 001, EuroMedic 002, EuroMedic 003, EuroMedic 004, Alpha Tech 001, Alpha Tech 002, Alpha Tech 003, Alpha Tech 004, Vertex 001, Vertex 002, Vertex 003, Vertex 004, Lesparty001, lesparty002, lesparty003, lesparty004, Topfly001, topfly002, topfly003, topfly004

Verification to: Standard: EN 149:2001+A1:2009
 related to CE Directive(s): R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:



The manufacturer is responsible for the CE Marking process. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 19 March 2020

Expiry date: 18 March 2025

Reviewer
 Technical expert
 Amanda Payne

Approver
 ECM Service Director
 Luca Bedonni

Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 - Loc. Castello di Serravalle - 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
 ☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

检测报告

报告编号: CTT2004060169CN

日期: 2020年04月09日

第1页 共4页

申请单位: 甘肃新善友医疗器械有限公司

地址: 甘肃省临夏州广河县齐聚众创孵化园2栋4楼1号

收样日期: 2020年04月07日

完成日期: 2020年04月09日

以下检测样品的信息是由申请者所提供及确认:

样品名称: 一次性防护口罩

样品数量: 50

样品型号: 日常防护型口罩 GB/T 32610-2016

检测结果: 请参见下页。

检测要求和结论:

序号	检测样品	标准和要求	结论
1	送测样品	GB/T 32610-2016: 日常防护型口罩技术规范 - pH 值 - 甲醛含量 - 可分解有害芳香胺类染料	合格

授权签字人:
国鼎检测机构

钟余荣

钟余荣
技术负责人



编制: 刘冠华

审核: 钟燕

此报告遵循本公司服务通用条款所出具, 可在 <http://www.cttlab.com/order/201905050400480820.pdf> 查询。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给出了定义。除非另有说明, 此报告结果仅对收到的样品负责。本报告未经许可, 不可部分复制。对本检测报告若有异议, 请于收到报告之日起 30 天内向我司提出, 逾期不予受理。带“n”标识的项目是未通过 CNAS 认可的(有 CNAS 标识时), 带“m”标识的项目是未通过 CMA 认可的。“s”为分包项目。



检测报告

报告编号: CTT2004060169CN

日期: 2020年04月09日

第2页 共4页

检测结果:

GB/T 32610-2016: pH 值

方法: GB/T 7573-2009, 使用 pH 计分析。

材料序号	限值	结果	判定
2	4.0-8.5	6.7	合格

GB/T 32610-2016: 甲醛

方法: GB/T 2912.1-2009, 使用紫外可见分光光度计(UV-Vis)分析。

材料编号	限值(mg/kg)	结果(mg/kg)	判定
2	20	N.D.	合格

- 注释:
1. mg/kg = 毫克每千克(ppm)。
 2. N.D. = 未检测到 (小于 RL)。
 3. RL (报告限值) = 20.0 mg/kg。

GB/T 32610-2016: 可分解有害芳香胺类染料

方法: GB/T 17592-2011, 使用气相色谱质谱联用仪 (GC-MS) / 高效液相色谱仪 (HPLC-DAD) 分析。

序号	物质名称	CAS 号	限值 (mg/kg)	结果 (mg/kg)
				No.1
1	4-氨基联苯	92-67-1	N.D.	N.D.
2	联苯胺	92-87-5	N.D.	N.D.
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	N.D.	N.D.
4	2-萘胺	91-59-8	N.D.	N.D.
5Δ	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	N.D.	N.D.
6Δ	5-硝基邻甲苯胺	99-55-8	N.D.	N.D.
7	对氯苯胺	106-47-8	N.D.	N.D.
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	N.D.	N.D.
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	N.D.	N.D.
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	N.D.	N.D.
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	N.D.	N.D.
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	N.D.	N.D.
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	N.D.	N.D.
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	N.D.	N.D.

此报告遵循本公司服务通用条款所出具, 可在 <http://www.cttlab.com/order/201905050400480820.pdf> 查询。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给出了定义。除非另有说明, 此报告结果仅对收到的样品负责。本报告未经许可, 不可部分复制。对本检测报告若有异议, 请于收到报告之日起 30 天内向我司提出, 逾期不予受理。带“n”标识的项目是未通过 CNAS 认可的(有 CNAS 标识时), 带“m”标识的项目是未通过 CMA 认可的。“s”为分包项目。



检测报告

报告编号: CTT2004060169CN

日期: 2020年04月09日

第3页 共4页

15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	N.D.	N.D.
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	N.D.	N.D.
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	N.D.	N.D.
18	邻甲苯胺	95-53-4	N.D.	N.D.
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	N.D.	N.D.
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	N.D.	N.D.
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	N.D.	N.D.
22*	4-对氨基偶氮苯	60-09-3	N.D.	N.D.
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	N.D.	N.D.
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	N.D.	N.D.
判定				合格

- 注释:
1. mg/kg = 毫克每千克(ppm)。
 2. N.D. = 未检测到 (小于 RL)。
 3. RL(报告限值) = 5 mg/kg。
 4. “Δ” = 邻氨基偶氮甲苯 (CAS 号 97-56-3)、5-硝基-邻甲苯胺 (CAS 号 99-55-8) 经本方法处理后会分解为邻甲苯胺 (序号 18) 和 2,4-二氨基甲苯 (序号 19)。
 5. “*” = 4-氨基偶氮苯 (序号 22) 经本方法处理后会分解为苯胺和 1,4-二氨基苯, 因此, 4-氨基偶氮苯是用 GB/T 23344-2009 的方法进行检测。

测试材料清单

以下材料仅适用于送检样品

材料编号	描述	位置
1	蓝色无纺布	口罩外层
2	白色无纺布	口罩内里

此报告遵循本公司服务通用条款所出具, 可在 <http://www.cttlab.com/order/201905050400480820.pdf> 查询。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给出了定义。除非另有说明, 此报告结果仅对收到的样品负责。本报告未经许可, 不可部分复制。对本检测报告若有异议, 请于收到报告之日起 30 天内向我司提出, 逾期不予受理。带“n”标识的项目是未通过 CNAS 认可的(有 CNAS 标识时), 带“m”标识的项目是未通过 CMA 认可的。“s”为分包项目。



检测报告

报告编号: CTT2004060169CN

日期: 2020年04月09日

第4页 共4页

测试样品图片:



报告完

此报告遵循本公司服务通用条款所出具,可在 <http://www.cttlab.com/order/201905050400480820.pdf> 查询。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给出了定义。除非另有说明,此报告结果仅对收到的样品负责。本报告未经许可,不可部分复制。对本检测报告若有异议,请于收到报告之日起 30 天内向我司提出,逾期不予受理。带“n”标识的项目是未通过 CNAS 认可的(有 CNAS 标识时),带“m”标识的项目是未通过 CMA 认可的。“s”为分包项目。



180011112242



(2018)国认监认字(244)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6780

检 验 报 告

TEST REPORT



扫一扫关注我们



扫一扫查询真伪



报告编号

REPORT NO.

国纺委字第YJ202001543号

产品名称

NAME OF SAMPLE

新友善一次性防护口罩

委托单位

CUSTOMER

甘肃新友善医疗器械有限公司

检验类别

TEST CATEGORY

委托检验

浙江省轻工业产品质量检验研究院

(浙江省纺织测试研究院)

Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute

国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)

National Textiles and Garment Quality Supervision Inspection Center(Zhejiang)

浙江省轻工业产品质量检验研究院
国家纺织服装产品质量监督检验中心（浙江）

检验报告

国纺委字第 YJ202001543 号

第 1 页 共 3 页

委托单位名称 Name of Customer	甘肃新友善医疗器械有限公司	地址 Address	---
生产单位 Manufacturer	甘肃新友善医疗器械有限公司	地址 Address	---
样品信息 Sample information	样品名称 Name of sample: 新友善一次性防护口罩 样品特性 Characteristics: 白色 商标 Trademark: --- 规格/号型 Specification/model: --- 等级 Level: --- 安全技术类别 Category of safety specification: --- 样品款号/货号 Art. No.: ---		
以上为客供信息 (Above-mentioned information by Customer-supplied)			
来样方式 The sent way of sample	快递	样品数量 Sample quantity	1 盒
送检日期 Receiving Date of Sample	2020-04-05	检测类别 Test Category	委托检验
判定依据 Rating Requirements	GB/T 32610-2016		
检测结论/Test Summary:	实测结果详见附页。		
	 (检验报告专用章) Test Seal 批准日期/ Date of Approval: 2020-04-05		
备注 Remarks	1、样品标识未标注防护效果级别，按最低标准要求 D 级判定。 2、样品未经预处理。		

签发:
Approved by



检验报告

国纺委字第 YJ202001543 号

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	检测方法	单位	标准要求 (D 级)	实测值	单项评价	结果备注
1	呼吸阻力	GB/T 32610-2016	Pa	≤ 175	102.7	符合	---
			Pa	≤ 145	27.8		
2	过滤效率	GB/T 32610-2016 附录 A	%	≥ 90	98.4	符合	---
3	防护效果	GB/T 32610-2016 附录 B	%	≥ 65	70.2	符合	---




检验报告

国纺委字第 YJ202001543 号

第 3 页 共 3 页

样品照片



—以下空白—

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report is only valid for the tested sample.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省轻工业品质量检验研究院及附设的检验中心

The Affiliated Inspection Centers

浙江省轻工业品质量检验研究院

Zhejiang Light Industrial Products Inspection and Research Institute

国家纺织服装产品质量监督检验中心（浙江）

National Textiles and Garment Quality Supervision Inspection Center (Zhejiang)

地址：浙江省杭州市江干区下沙路 300 号 6 号楼

Address: Building No.6, 300 XiaSha Road, Hangzhou, Zhejiang

联系电话：0571-85122669

Telephone: 0571-85122669

E-Mail: 1137907994@qq.com

国家家具产品质量监督检验中心（浙江）

National Center for Quality Supervision Inspection of Furniture (Zhejiang)

浙江省室内安全及家具产品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Indoor Safety and Furniture Products

地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路 1 号良渚大学科技园 4 号楼

Address: Building 4 LiangZhu University Science and Technology Park, No.1, JingYi Rd, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang

联系电话：0571-89009556

Telephone: 0571-89009556

E-Mail: 2047699564@qq.com

浙江省轻工及五金产品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Light Industry and Hardware Products

浙江省体育用品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Sports Products

地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 222 号 3 号楼

浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路 1 号良渚大学科技园 3 号楼

Address: No. 222 Tianmushan Rd., Hangzhou, Zhejiang

Building 3 LiangZhu University Science and Technology Park, No.1,

JingYi Rd., Hangzhou, Zhejiang

联系电话：0571-89001107

Telephone: 0571-89001107

E-Mail: wujtest@126.com

国家锁具产品质量监督检验中心（浙江）

National Center for Quality Supervision Inspection of Lock (Zhejiang)

浙江省锁具产品质量检验中心

Zhejiang Center of Quality Test for Lock Products

地址：浙江省杭州市塘苗路 24 号

Address: No. 24 Tangmiao Rd., Hangzhou, Zhejiang

联系电话：0571-85027738

Telephone: 0571-85027738

E-Mail: Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<http://www.zjtj.cn:807>

Online Business-Reception/Report Inquires: <http://www.zjtj.cn:807>

投诉电话：0571-85023552

Complaint Tel: 0571-85023552

FOR INQUIRY

(Showroom / Warehouse)

B-20-G, Pusat Perniagaan Sek 8, 8 Avenue, Jalan Sungai Jernih 8/1, 46050 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

(Sales & Marketing)

39C, Jalan SS 21/37, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel : +603 7956 8881, +603 7958 8881 Fax: +603 7932 0860

H/P : +6016 2220 847, +6016 3325 419 Email : info@mesumasports.com

Or

MAYA HENG +6016-222 0847 / maya@mesumasports.com